

la tecnologia  
**DUAL TECHNOLOGY**



La Dual Technology è la massima espressione dell'evoluzione di Dotson nello sviluppo delle tecnologie per il riposo, unita alla scelta dei materiali più performanti rende ReActive il materasso perfetto per garantire ad ogni sportivo il miglior recupero possibile.

Chi pratica sport ha esigenze specifiche in termini di recupero e di sonno: possiede un metabolismo basato su alto rispetto alla massa ed un sistema circolatorio, in particolare la colonna vertebrale, maggiormente sollecitato. Per questo motivo è stato necessario progettare una nuova tecnologia con caratteristiche specifiche. Abbiamo individuato il giusto equilibrio tra le varie componenti del materasso assicurando una risposta elastica ideale per soddisfare i bisogni degli sportivi.

PRODOTTO	PRESTAZIONE	BENEFICI
BOX NELLE SUE SUEDE REACTIVE	SOSTEGNO ELASTICO PROGRESSIVO	+ Tutte le parti di rivestimento e materiali del materasso sono + Materassi ergonomici adattati + Controlla il peso corporeo e + Qualità del sonno e del riposo
STRATO SUPERIOR IN MILYFORM MEMORY REACTIVE BIO-ADATTABILE	RELEZIONE DEI TENDINI E PRESSIONE	+ Riduzione della infiammazione + Riduzione delle tensioni muscolari + Riduzione del tempo di + Miglioramento
STRATO INTERIORE IN MYFORM REACTIVE	RESISTENZA RIDUZIONE DEL PRODOTTI	+ Riduzione del rischio di lesioni + Riduzione del rischio di lesioni + Riduzione del rischio di lesioni

**PUNTO DEL MATERASSO**  
SPECIALIZZATI NEL SONNO

**Re-Active**

**PUNTO DEL MATERASSO**  
SPECIALIZZATI NEL SONNO

ALTEZZA MATERASSO  
**22 cm**

ALTEZZA LAMINA  
**22 cm**

PELO  
**16 kg/m<sup>3</sup>**



**DEPOSITO MEDICO**  
(PUNTO SCIENZE & S.p.A.)

**TECNOLOGIA**

Mylform Memory ReActive 60 lighter  
Twin System ReActive - 740 medium  
Mylform ReActive 60 lighter

**FODERA**

Fodera ReActive  
Fodera elasticabile  
Lambella a 30° dedicato

**TESSUTO**

Viscosa  
Poliestere

**DESCRIZIONE MATERASSO**

La combinazione di Myform Memory ReActive, molleggio Twin System ReActive e Myform ReActive garantisce un'altezza e costante traspirazione durante la notte, totale libertà di movimento, sostegno elastico progressivo del sistema muscolo-scheletrico e riduzione delle pressioni. Il materasso ReActive ha un sottile di utilizzo.

**COMPOSIZIONE INTERNA**

Il materasso con il centro il molleggio Twin System ReActive, per un supporto elastico e progressivo, sul lato superiore, il Myform Memory ReActive, che allinea i tendini di pressione e, sul lato inferiore, il Myform ReActive, che favorisce il mantenimento delle prestazioni del materasso nel tempo.

**PORLANZA VARIABILE**


ReActive è presente in tre versioni che si distinguono dall'altra per il valore della portanza, ovvero dei gradi di densità dei materiali prodotti. ReActive è disponibile nelle versioni soft, con portanza 1,5 KPa, Medium con portanza 3 KPa, Firm con portanza 4,5 KPa.

L	80/80	90	100	120	140	160/5/170	180	Ende
P	150/5/5/5	150/5/5/5	150/5/5/5	150/5/5/5	150/5/5/5	150/5/5/5	150/5/5/5	150/5/5/5

**PUNTO DEL MATERASSO**  
SPECIALIZZATI NEL SONNO

scheda tecnica  
**RE • ACTIVE**

Il materassi ReActive sono la massima espressione della ricerca e dell'innovazione tecnologica di Dotson, progettati scientificamente per migliorare il recupero e il benessere degli sportivi.



- Materasso con molla Twin System ReActive: Supporto elastico progressivo
- Strato superiore in Myform Memory ReActive: Eliminazione dei punti di pressione, riduzione della frammentazione del sonno e riduzione del tempo di addormentamento
- Box centrale con molleggio Twin System ReActive: Sostegno elastico e personalizzato al peso impresso
- Strato inferiore in Myform ReActive: Resistenza del prodotto e mantenimento delle sue prestazioni nel tempo
- Fodera solo tessuto: Massimizzazione dei benefici del prodotto grazie al contatto diretto con il Myform Memory ReActive
- Tessuto fodera in Viscosa e Poliestere: Comfort e traspirabilità
- Tessuto tecnico 3D nella fascia perimetrale e nella superficie posteriore del materasso: Elasticità e costante traspirazione

**PUNTO DEL MATERASSO**  
SPECIALIZZATI NEL SONNO

**TWIN SYSTEM RE•ACTIVE®**

Il bimodale Twin System ReActive® è l'avanzata tecnologia dei sistemi a molle indipendenti oggi più molle a doppia spirale in lega d'acciaio ed è ancorata da una speciale fibra di carbonio HS che garantisce il miglior supporto elastico progressivo, basando una base di distensione verticale a riposo con il ciclo sonno-veglia.



**SUPPORTO PERSONALIZZATO**

Il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo è riuscito a creare una nuova mole atomica elastica che, grazie all'utilizzo dell'assoluta fibra di carbonio HS riesce ad associare tutti i movimenti notturni. Questo è il segreto del nuovo brevetto di Dorelan: la mole Twin System ReActive®.




011

la tecnologia  
**DUAL TECHNOLOGY**


**MYFORM MEMORY RE•ACTIVE®**

Lo strato di MyForm Memory ReActive® è l'ultima polimerica di ultima generazione ed ultima evoluzione del MyForm, è stato sviluppato per consentire una **distribuzione uniforme della densità** su tutta la superficie di contatto, riducendo le tensioni muscolari e mantenendo una traspirazione ottimale e continua.




**MYFORM RE•ACTIVE®**

Lo strato inferiore di MyForm ReActive® è stato studiato per essere estremamente **resistente ed elastico**, in modo da garantire, nel tempo, una straordinaria durata delle performance del prodotto, indipendentemente dalla base letto associata.



**PUNTO DEL MATERASSO**  
SPECIALIZZATI NEL SONNO

**PUNTO DEL MATERASSO**  
SPECIALIZZATI NEL SONNO



\* THE EFFECTS OF A MATTRESS ON ACTOGRAPHY-BASED SLEEP QUALITY IN PROFESSIONAL VOLLEYBALL PLAYERS  
1,2 J. A. Vitale 3 • F. De Vito 3 • S. Colagrosso 4 • G. Modanini 1 • G. Lombardi 1,2 • A. La Torre

1 • IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy 2 • Department of Public Health, Neuroscience, Experimental and Forensic, University of Pavia, Italy 3 • Virology, Milano, Italy 4 • IRII, I.R.C.C.S. - Dorelan, Pavia, Italy 5 • Department of Biomedical Sciences for Health, University of Milano, Milano, Italy (first presented at SIRMES 2017)

PUNTO DEL MATERASSO  
MCCOMI TECNOLOGIATI DEL BENESSERE

## Pillow



RICHIEDI BROCHURE DEL MATERASSO...  
Punto del Materasso.com